


溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム顆粒

アモキシシリン

1. 有効成分名：アモキシシリン 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：100mg/g
(アモキシシリン水和物)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム顆粒

クラブラン酸カリウム

1. 有効成分名：クラブラン酸カリウム
2. 剤形：顆粒剤
3. 含量：50mg/g
4. 試験液：pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム錠 125mg


アモキシシリン

1. 有効成分名：アモキシシリン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：125mg

(アモキシシリン水和物)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム錠 125mg

クラブラン酸カリウム

1. 有効成分名：クラブラン酸カリウム
2. 剤形：錠剤
3. 含量：62.5mg
4. 試験液：pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム錠 250mg


アモキシシリン

1. 有効成分名：アモキシシリン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg

(アモキシシリン水和物)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

アモキシシリン・クラブラン酸カリウム錠 250mg

クラブラン酸カリウム

1. 有効成分名：クラブラン酸カリウム
2. 剤形：錠剤
3. 含量：125mg
4. 試験液：pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず

